



Für einen
reibungslosen
Betrieb Ihrer
Praxis!



METASYS- Absaugsysteme: Zuverlässigkeit in bewährter METASYS-Qualität

METASYS

METASYS Absaugung: Die effiziente und umweltfreundliche Lösung für Ihre Praxis.

METASYS bietet für verschiedenste Einsatzbereiche individuelle Lösungskonzepte, abgestimmt auf die unterschiedlichsten Anforderungsprofile: Trockenabsaugung oder Nassabsaugung, die Entscheidung liegt bei Ihnen.






Ob ständige Beanspruchung auf hohem Niveau oder zwischenzeitliche Leistungsspitzen, die METASYS Saugsysteme EXCOM Nassabsaugung oder VAC Trockenabsaugung meistern absolut zuverlässig jede Situation.

METASYS ABSAUGSYSTEME:

FÜR JEDE SITUATION DIE PASSENDE LÖSUNG!

Trockensaugsysteme VAC:



Absaugung für bis zu 5 Behandlungseinheiten.

2 Leitungen mit Wasser- / Luftseparation im Stuhl.

- ▶ aluminiumbeschichtetes, frei laufendes Turbinenrad

Nassaugsysteme EXCOM:



Absaugung für bis zu 5 Behandlungseinheiten.

1 Saugleitung mit zentraler Wasser- / Luftseparation.

- ▶ dynamische, schaumunempfindliche Separation

METASYS ZUBEHÖR:

FÜR EINEN RUNDUM GELUNGENEN EINBAU!



- ▶ Tüllenkoffer (Art.Nr.: 40400007)



- ▶ Manometer (Art.Nr.: 40400005)
- ▶ Vorfilter (Art.Nr.: 40050049)



- ▶ Einströmventil der Speischale + Platzwahlventil (Art.Nr.: 40050002 + 40050048)
- ▶ METASYS MST 1 ECO Light (Art.Nr.: 01010033)

METASYS SYSTEM-HYGIENE:

DIE RICHTIGE PFLEGE MACHT DEN UNTERSCHIED!

Täglich werden über Absaugsysteme und Amalgamabscheider große Mengen an Blut, Speichel und chemischen Behandlungsmaterial

in den Hausabfluss abgeleitet: ein gefährlicher und aggressiver Mix, der auch den soliden und ausgereiften METASYS Saug- und

Abscheidetechniken zusetzen kann. Einer tiefgreifenden System-Hygiene muss daher höchste Priorität beigemessen werden.

MIT GREEN&CLEAN M2, DEM MASSTAB IN ABSAUGPFLEGE UND -DESINFEKTION, UND GREEN&CLEAN MB, DEM MUNDSPÜLBECKENREINIGER, BIETET METASYS DIE EFFIZIENTE UND SCHNELLE LÖSUNG:



GREEN&CLEAN M2

GREEN&CLEAN MB



METASYS LÖSUNGEN

ZENTRALE EIN-PLATZ-ABSAUGSYSTEME EXCOM



EXCOM Z-ECO: Bestell-Nr.: 02020001

EXCOM Z-ECO mit Abdeckung: Bestell-Nr.: 02020002

EXCOM Z-ECO: Zentrale Ein-Platz-Absaugung

Spannungsversorgung:	230 V AC
Frequenz:	50/60 Hz
max. Stromaufnahme:	3,7/3,5 A
max. Leistungsaufnahme:	0,37/0,44kW
max. Umgebungstemperatur:	40 °C
Saugvolumen:	400 l/min
Unterdruckbereich:	180 mbar



EXCOM Z-ECO Light: Bestell-Nr.: 02020003

EXCOM Z-ECO Light mit Abdeckung: Bestell-Nr.: 02020004

EXCOM Z-ECO Light: Zentrale Ein-Platz-Absaugung

Spannungsversorgung:	230 V AC
Frequenz:	50/60 Hz
max. Stromaufnahme:	3,3/3,6 A
max. Leistungsaufnahme:	0,55 /0,63 kW
max. Umgebungstemperatur:	40 °C
Saugvolumen:	400 l/min
Unterdruckbereich:	120 mbar



EXCOM ZE: Bestell-Nr.: 02010104

EXCOM ZE mit Abdeckung: Bestell-Nr.: 02010105

EXCOM ZE: Zentrale Ein-Platz-Absaugung mit dynamischer Separierung

Spannungsversorgung:	230 V AC
Frequenz:	50/60 Hz
max. Stromaufnahme:	3,7/3,5 A
max. Leistungsaufnahme:	0,37/0,44kW
max. Umgebungstemperatur:	40 °C
Saugvolumen:	400 l/min
Unterdruckbereich:	180 mbar



EXCOM ZA1: Bestell-Nr.: 02010004

EXCOM ZA1: Zentrale Ein-Platz-Absaugung mit Amalgamabscheidung

Spannungsversorgung:	230 V AC
Frequenz:	50/60 Hz
max. Stromaufnahme:	3,7/3,5 A
max. Leistungsaufnahme:	0,37/0,44kW
max. Umgebungstemperatur:	40 °C
Saugvolumen:	400 l/min
Unterdruckbereich:	180 mbar
Abscheiderate:	96,4%

METASYS LÖSUNGEN

ZENTRALE MEHR-PLATZ-ABSAUGSYSTEME EXCOM

EXCOM ZA2 / ZA2-ECO II oder EXCOM Z2: Zentrales Saugsystem mit oder ohne Amalgamabscheidung: bis 3 Behandlungsplätze

Entweder mit ECO II:



EXCOM Z2: Bestell-Nr.: 02010102



ZA2-ECO II: Bestell-Nr.: 02010005



ZA2: Bestell-Nr.: 02010002

Oder mit A8:

Spannungsversorgung:	230 V AC
Frequenz:	50/60 Hz
max. Stromaufnahme:	6 A
max. Leistungsaufnahme:	1,4 kW
Drehzahl Saugmotor:	2850 / 3450 rpm
Unterdruckbereich reguliert:	180 m bar
max. Umgebungstemperatur:	40 °C
Einschaltdauer:	100 % ED
Anzahl Behandlungsplätze:	2
bei 60 % gleichzeitig:	3
Geräuschpegel ohne Abdeckhaube:	63 dB(A)

EXCOM ZA5 / ZA5-ECO II oder EXCOM Z5: Zentrales Saugsystem mit oder ohne Amalgamabscheidung: bis 5 Behandlungsplätze

Entweder mit ECO II:



EXCOM Z5: Bestell-Nr.: 02010103



ZA5-ECO II: Bestell-Nr.: 02010006



ZA5: Bestell-Nr.: 02010003

Oder mit A16:

Spannungsversorgung:	230 V AC
Frequenz:	50/60 Hz
max. Stromaufnahme:	9 A
max. Leistungsaufnahme:	2,1 kW
Drehzahl Saugmotor:	2850 / 3450 rpm
Unterdruckbereich reguliert:	180 m bar
max. Umgebungstemperatur:	40 °C
Einschaltdauer:	100 % ED
Anzahl Behandlungsplätze:	3
bei 60 % gleichzeitig:	5
Geräuschpegel ohne Abdeckhaube:	65 dB(A)

METASYS Abdeckung: EXCOM Z-ECO Light, EXCOM Z-ECO, EXCOM ZE, EXCOM ZA1, VAC I-III



Bestell-Nr.: 40040005

METASYS Abdeckung: EXCOM Z2/ZA2, EXCOM ZA2-ECO II, EXCOM Z5/ZA5, EXCOM ZA5-ECO II



EXCOM Z2/ZA2 Bestell-Nr.: 40030002

EXCOM Z5/ZA5 Bestell-Nr.: 40030003

METASYS LÖSUNGEN

TROCKENSAUGSYSTEME VAC



VAC I Light: Trocken-Absaugung mit Anschlusskasten, Kondensatabscheider: 1 Behandlungsplatz

VAC I Light Saugsystem:
Bestell-Nr.: 04010007
VAC I Light Motor, ohne Anschluss-
kasten: Bestell-Nr.: 04010008

Spannungsversorgung:	230 V AC
Frequenz:	50 / 60 Hz
max. Stromaufnahme:	3,3 / 3,6 A
max. Leistungsaufnahme:	0,55 / 0,63 kW
Abmessungen (LxBxH):	420 x 300 x 480 mm
mittlerer Schalldruckpegel:	60 dB(A)
max. Unterdruck:	160 mbar
*Unterdruck reguliert durch Luftbeiströmventil:	120 mbar
max. Saugvolumen:	74 / 89 m ³ /h



VAC I: Trocken-Absaugung mit Anschlusskasten, Kondensatabscheider: 1 Behandlungsplatz

VAC I Saugsystem:
Bestell-Nr.: 04010001
VAC I Motor, ohne Anschlusskasten:
Bestell-Nr.: 04010004

Spannungsversorgung:	230 V AC
Frequenz:	50 / 60 Hz
max. Stromaufnahme:	3,7 / 3,5 A
max. Leistungsaufnahme:	0,37 / 0,44 kW
Abmessungen (LxBxH):	420 x 350 x 500 mm
mittlerer Schalldruckpegel:	60 / 64 dB(A)
max. Unterdruck:	190/170 mbar
*Unterdruck reguliert durch Luftbeiströmventil:	160 mbar
max. Saugvolumen:	89 / 100 m ³ /h



VAC II: Trocken-Absaugung mit Anschlusskasten, Kondensatabscheider: 2 Behandlungsplätze

VAC II Saugsystem:
Bestell-Nr.: 04010002
VAC II Motor, ohne Anschlusskasten:
Bestell-Nr.: 04010005

Spannungsversorgung:	230 V AC
Frequenz:	50 / 60 Hz
max. Stromaufnahme:	6,2 / 7,4 A
max. Leistungsaufnahme:	0,75 / 0,90 kW
Abmessungen (LxBxH):	440 x 350 x 510 mm
mittlerer Schalldruckpegel:	63 / 66 dB(A)
max. Unterdruck:	190/180 mbar
*Unterdruck reguliert durch Luftbeiströmventil:	160 mbar
max. Saugvolumen:	110 / 130 m ³ /h




VAC III: Trocken-Absaugung mit Anschlusskasten, Kondensatabscheider: 3-5 Behandlungsplätze

VAC III Saugsystem:
Bestell-Nr.: 04010003
VAC III Motor, ohne Anschlusskasten:
Bestell-Nr.: 04010006

Spannungsversorgung:	230 V AC
Frequenz:	50 / 60 Hz
max. Stromaufnahme:	9,2 / 7,9 A
max. Leistungsaufnahme:	1,1 / 1,3 kW
Abmessungen (LxBxH):	540 x 380 x 550 mm
mittlerer Schalldruckpegel:	64 / 67 dB(A)
max. Unterdruck:	230 mbar
*Unterdruck reguliert durch Luftbeiströmventil:	160 mbar
max. Saugvolumen:	170 / 200 m ³ /h

METASYS



METASYS: ALL I NEED!
AMALGAMABSCHIEDETECHNIK
TROCKEN- UND NASS-SAUGSYSTEME
HYGIENE UND DESINFEKTION
KOMPRESSOREN
AUTOMATISIERTE HYGIENESYSTEME
WASSERENTKEIMUNG

Die METASYS-Firmengruppe hat sich in den letzten Jahren als Hersteller hochwertiger Medizinprodukte der Dentalbranche weltweit etabliert. Tiefgreifender Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist dabei die hohe Sensibilität für Umweltfragen, welche in allen Produkt- und Dienstleistungsangeboten zum Ausdruck kommt.

"Mit unserer Produkt- und Dienstleistungspalette versuchen wir, unser Grundwasser vor der Kontaminierung mit Quecksilber und anderen gefährlichen, chemischen Substanzen zu schützen sowie den Wasserverbrauch massiv zu drosseln." Besonders im Bereich der Amalgamabscheidung setzte METASYS neue Maßstäbe. METASYS gilt als das führende Unternehmen für Amalgamabscheidetechnologien.

Mittlerweile kann METASYS mit einem weitreichenden Produktangebot rund um Praxiseinrichtung und Praxisausstattung aufwarten: Kompressoren, Trocken- und Nass-Saugsysteme, automatisierte Hygienesysteme, Wasserentkeimungsgeräte, Hygiene- und Desinfektionspräparate für sämtliche Anwendungen innerhalb der Zahnarztpraxis.

M E T A S Y S : T H I N K D I F F E R E N T

METASYS Medizintechnik GmbH, Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Österreich

☎ +43/512/20 54 20-0, ☎ +43/512/20 54 20-7

✉ email: info@metasys.com

www.metasys.com

D 089 / 6138740
www.metasys.com

I 045 / 9814477
www.metasys.com

F 04 / 37902215
www.metasys.fr

USA 305 663 2989
www.ecotwo.com